

Procomedic

Procomedic

[Socopedic](#)



[Nuancier](#)

NUANCIER

SELLERIE

Réfection

soignée de vos
revêtements,
tous coloris,
toute taille.

ENTRETIEN

VINYLE

Un savon doux
et une

éponge utilisés
régulièrement,

sont les
instruments de
nettoyage

les plus
adaptés à un
entretien
efficace.

Tous les
détergents,
solvants et
détachants
du commerce,
ne figurant
pas la NF
collectivité, sont
à proscrire
impérativement.

Certaines
tâches telles
que
le stylo à bille
réclament un
nettoyage
immédiat pour
ne

pas migrer
dans la masse
du tissu enduit
et devenir
définitives