

Procomedic

Procomedic

HESTIA



COLORIS

noir

bleu marine

Autres coloris disponibles sur commande : nous consulter

INCLUS : le repose visage réglable, le repose bras, la housse de transport

REPOSE-TÊTE REGLABLE

Confort obtenu grâce à de la mousse souple d'épaisseur de 12cm.
Démontable si non utilisé; Peut être installée sur les deux l'extrémités
de la table.

PIEDS REGLABLES

Extension de pieds réglable, blocage facile par vis de serrage, garanti
d'une grande stabilité

CHARNIÈRES PIANO

Charnière piano sur l'intégralité de la largeur pour une rigidité et une
stabilité accrues

CARACTERISTIQUES HESTIA

Charge de travail	206 kg charge répartie
Poids	12.8 kg
Longueur en cm	184 cm
Largeur en cm	71 cm
Hauteur réglable	60 à 81 cm
Confort	bords arrondis
Revêtement	tissus Vinyl M2
Assise	mousse 3 c ép 5cm

[Information du Vendeur](#)

Avis des Clients: Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.