

Procomedic

Procomedic

GAIA



La table de massage GAIA est idéale pour tous les masseurs kinésithérapeutes qui :

- se déplacent fréquemment au domicile de leur patients
- recherchent un divan léger, stable et d'une extrême rigidité

COLORIS noir bleu beige
 marine

Autres coloris sur commande : nous consulter

INCLUS : le repose visage réglable, le repose bras, la housse de transport

SOMMIER

Système de sommier confortable et souple

PIEDS TELESCOPIQUES

Extension de pieds en alu anodisé, réglage et blocage facile par bouton poussoir



STRUCTURE LEGERE EN ALUMINIUM

Ultra-stable, rigide,



RENFORTS D'ANGLE

Coins arrondis sans joints, Revêtement très résistant et confortable, agréable au toucher.



CARACTERISTIQUES GAIA

Charge de travail 249 kg charge répartie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Poids | 12,7 kg |
| Longueur en cm | 184 cm |
| Largeur en cm | 71 cm |
| Hauteur réglable | 60 à 81 cm |
| Confort | bords arrondis |
| Revêtement | tissus Vinyl M2 |
| Assise | mousse 3 c ép 5cm |

[Information du Vendeur](#)

Avis des Clients: Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.